

Seria Materiały Dentystyczne Pacjenci DMP-1000

Zestaw substancji do testów płytkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	M-013	Metakrylan metylu 2,0% waz.
2	T-018	Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2,0%waz.
3	E-007	Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2,0% waz.
4	H-013	2,2-bis[4-(2-hydrokso-3-metakryloiloksypropoksy)fenylo]propan (BIS-GMA) 2,0% waz.
5	M-006B	2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksyetoksy) fenylopropan 2,0% waz.
6	H-010	Metakrylan 2-hydroksoetylu 2.0%waz.
7	D-045	Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu 0,2% waz.
8	T-027	Metakrylan tetrahydrofurfurylu 0,2% waz.
9	B-017	Dimetakrylan butano-1 ,4-diolu 2,0% waz.
10	H-004	Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
11	P-014A	Dwuchromian potasu 0,5% waz.
12	M-005	Rtęć 0,5%waz.
13	C-017B	Chlorek kobaltu (II) sześciowodniony 0,5%waz.
14	G-005B	Tiosiarczan sodowy złota 2,0% waz.
15	N-002A	Siarczan niklu 5,0% waz.
16	E-016	Eugenol 2,0% waz.
17	C-020	Kalafonia 20,0% waz.
18	E-015	N-etyloamid kwasu 4-toluenosulfonowego 0,1% waz.
19	P-001	Chlorek palladu 2,0% waz.
20	C-035	R-(L)-Karwon 5,0% waz.
21	H-016	2(2-hydrokso-5-metylo-fenylo) benzotriazol (Tinuvin P) 1,0% waz.
22	B-001	Żywica Myroxylon Pereirae (balsam peruwiański) 25% waz. 25% waz.
23	E-002	Żywica epoksydowa, Bisfenol A 1,0% waz.
24	S-017	Czterochlorek sodowy palladu uwodniony 3,0% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na około 200 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków, tel. 12 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.